

Coronary  
CAS  
Renal  
Venous  
VA/VT  
Leg


**Cordis**<sup>®</sup>  
A Cardinal Health company

# EMERALD<sup>®</sup>

Diagnostic Guidewires

エメラルド<sup>™</sup>

**Performance,  
Endurance and Safety**



カーディナルヘルス ジャパン

# EMERALD<sup>®</sup>

Diagnostic Guidewires

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端形状	Jの半径 (mm)
502-524 *	0.025	150	J-tip	3
502-549 *	0.025	150	Straight	—
502-526 *	0.032	150	J-tip	3
502-521	0.035	150	J-tip	3
502-542	0.035	150	Straight	—
502-563 *	0.035	150	J/Straight(Double tip)	2
502-541 *	0.038	150	Straight	—

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名: コーディス エメラルド ガイドワイヤー ■承認番号: 20900BZY00405000 ■特定保険医療材料請求区分: 血管造影用ガイドワイヤー/一般用 ■クラス分類: IV

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端形状	Jの半径
502-455 *	0.035	260	EX J-tip(交換用)	—
502-555 *	0.035	260	EX Straight(交換用)	—

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名: コーディス エメラルド ガイドワイヤー ■承認番号: 20900BZY00405000 ■特定保険医療材料請求区分: 血管造影用ガイドワイヤー/交換用 ■クラス分類: IV



[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社/〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

