


# PowerFlex<sup>™</sup> Extreme<sup>®</sup>

PTA BALLOON CATHETER


パワーフレックス<sup>®</sup>  
エクストリーム

0.035" High Pressure Balloon for  
Dialysis Fistula



# PowerFlex™ Extreme®

PTA BALLOON CATHETER



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F)
415-4020T *	4.0	20	40	20	6	5
415-4040T *	4.0	40	40	20	6	
415-5020T *	5.0	20	40	20	6	
415-5040T *	5.0	40	40	20	6	
415-6020T *	6.0	20	40	20	6	
415-6040T *	6.0	40	40	20	6	
415-7040T *	7.0	40	40	20	7	
415-4020S *	4.0	20	80	20	6	
415-4040S *	4.0	40	80	20	6	
415-5020S *	5.0	20	80	20	6	
415-5040S *	5.0	40	80	20	6	
415-6020S *	6.0	20	80	20	6	
415-6040S *	6.0	40	80	20	6	
415-7020S *	7.0	20	80	20	7	
415-7040S *	7.0	40	80	20	7	
415-8020S *	8.0	20	80	20	7	
415-8040S *	8.0	40	80	20	7	

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

◆適合最大ガイドワイヤ径:0.035”

■販売名: パワーフレックス エクストリーム ■承認番号: 21200BZY00545000

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/PTAバルーンカテーテル/一般型/標準型 ■クラス分類: IV



[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社 / 〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

