


SLALOM[®] THRILL

PTA Balloon Catheter


スラローム[®] スリル

0.018" Versatility Balloon
for Dialysis Fistula



SLALOM® THRILL

PTA Balloon Catheter



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F)
439-3020T	3.0	20	40	20	4	3.7
439-3040T	3.0	40	40	20	4	3.7
439-4020T	4.0	20	40	18	4	3.7
439-4040T	4.0	40	40	18	4	3.7
439-5020T	5.0	20	40	16	4	3.7
439-5040T	5.0	40	40	16	4	3.7
439-6020T	6.0	20	40	14	5	4.0
439-6040T	6.0	40	40	14	5	4.0
439-3020S	3.0	20	80	20	4	3.7
439-3040S	3.0	40	80	20	4	3.7
439-4020S	4.0	20	80	18	4	3.7
439-4040S	4.0	40	80	18	4	3.7
439-5020S	5.0	20	80	16	4	3.7
439-5040S	5.0	40	80	16	4	3.7
439-6020S	6.0	20	80	14	5	4.0
439-6040S	6.0	40	80	14	5	4.0
439-7020S	7.0	20	80	12	6	4.0
439-7040S	7.0	40	80	12	6	4.0
439-8020S	8.0	20	80	10	6	4.0
439-8040S	8.0	40	80	10	6	4.0

◆適合最大ガイドワイヤ径:0.018”

■販売名: スラローム ■承認番号: 21300BZY00203000

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/PTAバルーンカテーテル/一般型/特殊型 ■クラス分類: IV



[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社/〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

