


Sleek[®] Over-the-Wire

0.014" Over-the-Wire PTA DILATATION CATHETER


スリーク[®] OTW



**Excellent Pushability
and a Small Crossing Profile**

Sleek® Over-the-Wire

0.014" Over-the-Wire PTA DILATATION CATHETER



カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	マーカースバンド
426-1201X	4987482707428	1.25	15	150	14	4 (1.33mm)	1
426-1501X *	4987482707435	1.5	15	150	14		1
426-1502X *	4987482707442	1.5	20	150	16		2
426-1504X *	4987482707459	1.5	40	150	16		2
426-1508X *	4987482707466	1.5	80	150	16		2
426-1510X *	4987482707473	1.5	100	150	16		2
426-1512X *	4987482707480	1.5	120	150	16		2
426-2002X	4987482707497	2.0	20	150	16		2
426-2004X	4987482707503	2.0	40	150	16		2
426-2008X	4987482707510	2.0	80	150	15		2
426-2012X	4987482707534	2.0	120	150	15		2
426-2022X	4987482707558	2.0	220	150	15		2
426-2502X	4987482707565	2.5	20	150	16		2
426-2504X	4987482707572	2.5	40	150	16		2
426-2508X	4987482707589	2.5	80	150	15		2
426-2512X	4987482707602	2.5	120	150	15		2
426-2522X	4987482707626	2.5	220	150	15		2
426-3002X	4987482707633	3.0	20	150	16		2
426-3004X	4987482707640	3.0	40	150	16		2
426-4002X	4987482707725	4.0	20	150	16		2
426-4004X	4987482707732	4.0	40	150	16	2	

◆適合最大ガイドワイヤー径：0.014" (0.36mm)

■販売名：Sleek PTA カテーテル ■承認番号：22200BZX00732000

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル/PTA/バルーンカテーテル/一般型/特殊型 ■クラス分類：IV

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

Cordis Circle



学会日程

カタログ

共催セミナー動画

添付文書

製品評価レポート

Cordis
A Cardinal Health company

【製造販売元】 Cardinal Health Japan 合同会社

本社 / 〒163-1034 東京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー TEL.03-4540-0500

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-807930 Fax.0120-450048