


# TrapEase<sup>®</sup>

Permanent Vena Cava Filter

下大静脈フィルター  
トラピース<sup>®</sup>

**Small, Easy  
and Versatile**




# TrapEase®

Permanent Vena Cava Filter

## キット内容

- ① フィルター本体 (チューブに格納)
- ② 6Fr ブライトチップ® シースイントロデューサー (有効長:55cm)
- ③ 6Fr ダイレーター
- ④ 6Fr オブチュレーター (プッシャー)
- ⑤ 0.035インチ J型ガイドワイヤー (有効長:150cm)



カタログ番号	製品名
466-P306A	トラピース® 下大静脈フィルター

■販売名: コーディス トラピース ■承認番号: 21400BZY00244000 ■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/下大静脈留置フィルターセット

**Cordis**  
A Cardinal Health company

[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社/〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

Cordis Circle

