

## ■ Power Flex® P3 パワーフレックス® P3

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／標準型

■保険償還価格：¥46,600

■クラス分類 IV

■JMDNコード：17184014

□推奨ガイドワイヤー径：0.035"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径 (F)
420-4020T	4.0	20	40	15	5	5
420-4040T	4.0	40	40	15	5	
420-5020T	5.0	20	40	15	5	
420-5040T	5.0	40	40	15	5	
420-6020T	6.0	20	40	15	5	
420-6040T	6.0	40	40	15	5	
420-7020T	7.0	20	40	15	6	
420-7040T	7.0	40	40	15	6	
420-8020T	8.0	20	40	15	6	
420-8040T	8.0	40	40	15	6	

承認番号：21300BZY00256000

販売名：拡張用PTA カテーテル