


TEMPO[®] 4F & 5F

Catheters with Neon[™] Tips (tungsten filled radiopaque tip)

For a Less Invasive Future



TEMPO[®] 4F & 5F


Catheters with Neon[™] Tips (tungsten filled radiopaque tip)

They can't hide their performance

TEMPO[™] 造影カテーテルは、チップの視認性、広い内腔と High-Flow を特徴とするカテーテルです。

三層構造の先端部

2層のナイロンシャフトの間にタングステンの層を挟むことによる高い視認性を実現



広い内腔 / High-Flow

4F

Selective Shapes


Body 0.042"

Tip 0.042"

Flush (PIG, UNIV, STR) Shapes

Body 0.042"

Tip 0.038"



5F

Selective Shapes



Body 0.048"

Tip 0.043"

Flush (PIG, UNIV, STR) Shapes

Body 0.048"

Tip 0.038"



Braided Body

• 良好なプッシュビリティーとトルクレスポンスを発揮

Low Friction

• SLX[™] (シリコーン) コーティング

Selective Shapes / Custom Selective Shapes

- 先端チップ: ポリウレタン製の先端チップは低侵襲性に配慮
- 先端形状: 様々な血管に対応できるようシェイプバリエーションを用意

Selective Shape **Flush Shape** **Custom Shape Selective**

H1 **JB2** **SIM1** **SIM2**



型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-435H0	451-535H0	100	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-424H0	451-524H0	100	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-430H0	451-530H0	100	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-431H0	451-531H0	100	0

SIM3 **C1** **C2** **J2**



型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
451-432H0	100	0

型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
451-442V0	65	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-443V0	451-543V0	65	0
451-443H0	451-543H0	100	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-456V0	451-556V0	65	0

J3 **SHK1.0** **SHK0.8** **RDC**



型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-457V0	451-557V0	65	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-450V0	451-550V0	65	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-449V0	451-549V0	65	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-447S0	451-547S0	80	0

RDC (Small) **VER** **BERN** **STR**



型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-446S0	451-546S0	80	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-414H0	451-514H0	100	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-413H0	451-513H0	100	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-401V5	451-501V5	65	5
451-401F5		90	5
451-401H5	451-501H5	100	5
451-401L5		110	5

PIG **UNIV** **RH** **JB2**



型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-403V5	451-503V5	65	5
451-403F5	451-503F5	90	5
451-403L5	451-503L5	110	5

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
451-404V5	451-504V5	65	5
451-404F5		90	5

型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
SRD-5497	80	0

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	Side Holes
SRD-6012	SRD-6013	125	0

STR **VER** **VER** **JR4** **BER2**



型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
SRD5498	65	0
SRD6885	40	0

型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
SRD-5821	65	0

型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
SRD5627	125	0

型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
SRD6886	40	0

型番 4F	有効長 (cm)	Side Holes
SRD6887	40	0

TEMPO[®] 4F & 5F

Catheters with Neon[™] Tips (tungsten filled radiopaque tip)

推奨ガイドワイヤー径：0.038"

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	シェイプ	サイドホール
451-413H0	451-513H0 *	100	BERN	0
451-414H0	451-514H0	100	VER	0
451-424H0	451-524H0 *	100	JB2	0
451-430H0 *	451-530H0	100	SIM1	0
451-431H0	451-531H0 *	100	SIM2	0
451-432H0	-	100	SIM3	0
451-435H0	451-535H0 *	100	H1	0
451-442V0	-	65	C1	0

*印の製品は、在庫終了次第、販売終了
5本入/箱

推奨ガイドワイヤー径：0.038"

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	シェイプ	サイドホール
SRD-5497 †	-	80	RH	0
SRD-5821	-	65	VER	0
SRD5627	-	125	VER	0
SRD5498	-	65	STR	0
SRD-6012	SRD-6013	125	JB2	0
SRD6885	-	40	STR	0
SRD6886	-	40	JR4	0
SRD6887	-	40	BER2	0

5本入/箱

† SRD-5497のみ3本入/箱となります。

■販売名：コーディス 血管造影用カテーテル ■承認番号：21000BZY00228000

■特定保険医療材料請求区分：血管造影用カテーテル/一般用 ■クラス分類：IV

推奨ガイドワイヤー径：0.038"

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	シェイプ	サイドホール
451-443V0	451-543V0	65	C2	0
451-443H0	451-543H0	100	C2	0
451-446S0	451-546S0	80	RDC (Small)	0
451-447S0	451-547S0	80	RDC	0
451-449V0	451-549V0	65	SHK0.8	0
451-450V0	451-550V0	65	SHK1.0	0
451-456V0	451-556V0	65	J2	0
451-457V0	451-557V0	65	J3	0

5本入/箱

推奨ガイドワイヤー径：0.035"

型番 4F	型番 5F	有効長 (cm)	シェイプ	サイドホール
451-401V5	451-501V5 *	65	STR	5
451-401F5	-	90	STR	5
451-401H5	451-501H5 *	100	STR	5
451-401L5	-	110	STR	5
451-403V5	451-503V5 *	65	PIG	5
451-403F5	451-503F5 *	90	PIG	5
451-403L5	451-503L5	110	PIG	5
451-404V5	451-504V5	65	UNIV	5
451-404F5	-	90	UNIV	5

*印の製品は、在庫終了次第、販売終了
5本入/箱



Cordis
A Cardinal Health company

[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社/〒163-1035 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

Cordis Circle

