



SMS




BA9

**BIOFREEDOM**<sup>TM</sup>  
POLYMER- & CARRIER-FREE DRUG-COATED CORONARY STENT SYSTEM

Powered by



BioFreedom薬剤コーテッドステント



*Manufactured by*

 **BIOSENSORS**  
INTERNATIONAL<sup>TM</sup>

*Brought to you by*

**Cordis**<sup>®</sup>  
A Cardinal Health company



# BIOFREEDOM™

POLYMER- & CARRIER-FREE DRUG-COATED CORONARY STENT SYSTEM

Powered by



## BioFreedom薬剤コーテッドステント

製品番号	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	シャフトサイズ distal / proximal (Fr)	推奨拡張圧 (MPa [atm])	最大拡張圧 (MPa [atm])	シャフト有効長 (cm)	GTINコード
BFR3-2514	2.5	14	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023182
BFR3-2518	2.5	18	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023199
BFR3-2524	2.5	24	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023205
BFR3-2528	2.5	28	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023212
BFR3-2533	2.5	33	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023229
BFR3-2536	2.5	36	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023236
BFR3-3014	3.0	14	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023342
BFR3-3018	3.0	18	2.6 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023359
BFR3-3024	3.0	24	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023366
BFR3-3028	3.0	28	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023373
BFR3-3033	3.0	33	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023380
BFR3-3036	3.0	36	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.6 (16)	142	08888893023397
BFR3-3514	3.5	14	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023427
BFR3-3518	3.5	18	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023434
BFR3-3524	3.5	24	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023441
BFR3-3528	3.5	28	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023458
BFR3-3533	3.5	33	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023465
BFR3-3536	3.5	36	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023472
BFR3-4014*	4.0	14	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023502
BFR3-4018*	4.0	18	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023519
BFR3-4024*	4.0	24	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023526
BFR3-4028*	4.0	28	2.8 / 2.0	0.6 (6)	1.4 (14)	142	08888893023533

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名: BioFreedom薬剤コーテッドステント ■承認番号: 22900BZX00251000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 36035004

[製造販売元]

日本バイオセンサーズ株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7  
TEL.03-3595-7380 FAX.03-3595-7381  
www.biosensors.com

[販売元]

Cardinal Health Japan 合同会社

〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

Cordis Circle

