

MAXI-LD™

拡張圧力	バルーン径 (mm)		
	15	20	25
2atm	14.2	18.9	23.6
3atm	14.6	19.5	24.6
3.5atm	-	-	25.0
4atm	15.0	20.0	25.5
5atm	15.5	20.6	26.5
6atm	15.9	21.2	-

Nominal

Rated Burst

■承認番号:21600BZY00166000 ■販売名:マキシ-LD 拡張用バルーンカテーテル
 ■製造販売元:Cardinal Health Japan合同会社

Cordis
 A Cardinal Health company