



拡張圧力	バルーン径 (mm)				
	4	5	6	7	8
7atm	-	-	-	-	-
10atm	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6
12atm	3.9	4.8	5.8	6.8	7.8
15atm	4	5	6	7	8
17atm	4.1	5.1	6.1	7.2	8.2
20atm	4.2	5.3	6.3	7.4	8.4

Nominal	Rated Burst
---------	-------------

■承認番号: 21200BZY00545000 ■販売名: パワーフレックス エクストリーム
 ■製造販売元: Cardinal Health Japan合同会社

